

NL	DE	FR
<p>Steriel snelverband (0614)/ Steriel snelverband internationaal (1150, 1151, 1152)</p>	<p>Steriler Schnellverband (0614, 1150,1151,1152)</p>	<p>Bandage d'urgence stérile (0614, 1150,1151,1152)</p>
<p>Beoogd gebruik Voor het snel afdekken en verbinden van kleine, open en bloedende wonden.</p> <p>Voor niet-professioneel gebruik Steriel snelverband voor uitwendig gebruik.</p> <p>Werking Het snelverband dekt de wond af, absorbeert wondvocht en stelpt het bloeden door mechanische druk van het aangebrachte windsel.</p> <p>Gebruiksaanwijzing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinig de wond en de wondomgeving voorzichtig. 2. Verwijder de steriele verpakking en plaats het kompres over de wond. Raak hierbij de zijde die in aanraking komt met de wond niet aan. 3. Zet het steriele kompres vast met het aangehechte windsel en de hechtpleister. 4. Controleer de wond regelmatig en vervang het snelverband tenminste dagelijks. 	<p>Anwendungszweck Für schnelles Abdecken und Verbinden kleiner, offener und blutender Wunden.</p> <p>Für den nicht-professionellen Gebrauch. Steriler Schnellverband zur äußerlichen Anwendung.</p> <p>Funktionsweise Der Schnellverband deckt Wunden ab, absorbiert Flüssigkeiten und stoppt Blutungen durch Mechanische Druck auf die Wunde.</p> <p>Gebrauchsanweisung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie die Wunde und die umliegende Haut gründlich. 2. Entfernen Sie die sterile Verpackung und platzieren Sie die Komresse auf der Wunde. Berühren Sie nicht die Seite, die mit der Wunde in Kontakt kommt. 3. Sichern Sie die Komresse mit dem befestigten Verband und dem Heftpflaster. 4. Überprüfen Sie die Wunde regelmäßig und tauschen Sie den Schnellverband mindestens einmal am Tag gegen einen frischen Verband aus. 	<p>Usage prévu Pour couvrir et panser rapidement de plaies petites, ouvertes et ensanglantées.</p> <p>Pour usage non professionnel Pansement stérile à usage externe.</p> <p>Mode de fonctionnement Le bandage d'urgence couvre les plaies, absorbe l'humidité et arrête le saignement en appliquant une pression mécanique.</p> <p>Mode d'emploi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyer soigneusement la plaie et la peau environnante. 2. Retirer l'emballage stérile et placer la compresse sur la plaie. Ne pas manipuler le côté qui entre en contact avec la plaie. 3. Fixer la compresse avec le bandage attaché et le pansement adhésif. 4. Vérifier régulièrement la plaie et remplacer le bandage d'urgence au moins une fois par jour.
<p>⚠ Het snelverband niet gebruiken als deze vervuild is, of als de steriele verpakking beschadigd of onbedoeld geopend is. Stop het gebruik bij huidirritaties of infecties en raadpleeg een arts indien deze aanhouden. Het snelverband niet hergebruiken, dit kan infecties veroorzaken.</p>	<p>⚠ Verwenden Sie die Komresse nicht, wenn sie verschmutzt ist oder wenn die Steril Verpackung beschädigt oder zuvor versehentlich geöffnet wurde. Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Hautreizungen oder Infektionen auftreten und konsultieren Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt. Verwenden Sie den Schnellverband nicht erneut, da dies Infektionen verursachen kann.</p>	<p>⚠ Ne pas utiliser le bandage d'urgence s'il est contaminé ou si l'emballage stérile a été endommagé ou précédemment ouvert par erreur. Arrêter de l'utiliser en cas d'irritation cutanée ou d'infection et consulter un médecin si ce problème persiste. Ne pas réutiliser le bandage d'urgence, car une infection pourrait survenir.</p>
<p>Meld ernstige incidenten bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit.</p>	<p>Informieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde über schwere Vorfälle.</p>	<p>Signaler les incidents graves au fabricant et aux autorités compétentes.</p>